

## 过氧化物酶染色液(氧化 WG-KI 法)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

### 产品简介：

过氧化物酶染色主要由固定液、WG-KI 溶液等组成,混合后使用。氧化 WG 染色液比较稳定不易变质，且比联苯胺更加安全实用。

过氧化物酶染色液(氧化 WG-KI 法)是经改良后的 Pereira POX 染色法，该染液可用于血液、骨髓或细胞涂片过氧化物酶染色, POX 活性部位呈棕红色至蓝黑色颗粒，定位于细胞质中。