



禽蛋中氯羟吡啶(克球酚)快速检测卡

禽蛋中氯羟吡啶(克球酚)参数

产品简介

本产品为氯羟吡啶（克球酚）胶体金快速定性检测卡，试纸条，用于定性检测禽蛋中氯羟吡啶（克球酚）残留，整个检测过程（包括样本前处理）检测禽蛋样本需要约 5 分钟，检测禽蛋的检测限为 100ppb。

检测禽蛋定性快速检测卡相关产品如下：

以下产品均可定制荧光、量子点定量检测卡：

氯霉素快速检测卡 磺胺类快速检测卡 喹诺酮类快速检测卡 恩诺沙星快速检测卡 环丙沙星快速检测卡 氧氟沙星快速检测卡 林可霉素快速检测卡 庆大霉素快速检测卡 氟苯尼考快速检测卡 卡那霉素快速检测卡 红霉素快速检测卡 金刚烷胺快速检测卡 青霉素快速检测卡 四环素类快速检测卡 替米考星快速检测卡 泰乐菌素快速检测卡 硝基咪唑类快速检测卡 甲硝唑快速检测卡 地塞米松快速检测卡 氯羟吡啶（克球酚）快速检测卡 阿苯哒唑快速检测卡

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电话: 4008-898-798

传真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com